



HUMAGEN™ Micropipets

ヒューマゲン 顕微授精用マイクロピペット

ヒューマゲンマイクロピペットをナカメディカルブランドとして販売いたします。



- 入念な洗浄、滅菌、そしてテストを重ねた信頼のマイクロピペットです。
- 何段階にもおよぶ特殊洗浄工程により、クリーンな状態を保持。
- ミネラルオイル等の付着もなく操作性に優れています。
- マウスエンブリオテストおよびエンドキシンテスト済みです。
- γ 線による滅菌済みです。
- FDA/CE認可品です。



おかげさまで20周年



To The Next Stage

A.R.T.の革新は、いつもナカメディカルから

カタログ番号	品名	アングル	先端の外径 (O.D.)	先端の内径 (I.D.)	ペベル角度	包装形態
NM-IP7	インジェクションピペット (7μm)	30°	7μm	5-6μm	35° ショートスパイク付	10本/箱
NM-IP6	インジェクションピペット (6μm)	30°	6μm	4-5μm	35° ショートスパイク付	10本/箱
NM-IP7-0	インジェクションピペット (ストレート)	ストレート	7μm	5-6μm	35° ショートスパイク付	10本/箱
NM-IP9	Spermatid ICSI マイクロピペット	30°	9-10μm	7-8μm		10本/箱
NM-HP120	ホールディングピペット	30°	95-120μm	15-20μm		10本/箱
NM-PZD	PZDマイクロピペット	30°	—	—	テーパー付クローズド	10本/箱
NM-AHS	アシステッドハッチングピペット	30°	10-11μm	8-10μm		10本/箱
NM-AHL	アシステッドハッチングピペット	30°	11-13μm	10-12μm		10本/箱
NM-BMB	プラストマイヤーバイオブシーピペット	30°	38-42μm	33-37μm		10本/箱
NM-SC20-20	ステムセルマイクロピペット	20°	21-23μm	19-21μm		10本/箱



製造元 ● ORIGIO Humagen Pipets, Inc.

総販売元



株式会社ナカメディカル

〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館

Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517

<http://www.nakamedical.co.jp>

ご注文はフリーダイヤルへどうぞ。

TEL.0120-606-696 / FAX.0120-202-069

(Eメールでも承ります。…… sales@nakamedical.co.jp)

※マイクロピペットのサイズなど、特別注文をお受けいたします。