



IVF用 5ウェルディッシュ



New

**IVFの様々な手技で活躍する
オールラウンドディッシュです。**

- 胚の培養、胚移植時やヴィトリフィケーション、顆粒膜細胞除去の手技など幅広い用途で使用できます。
- 媒精で広く使われている二重ディッシュとウェル径が同じため、媒精にも適しています。
- 底面がフラットのため、ホットプレートに置いた際に温度が安定します。
- 従来の4ウェルディッシュに比べてウェル径が広く、ピペット操作が容易です。
ウェルが大きく底面角に丸みがありますので胚が隅に寄りません。
- マウスエンブリオテスト、エンドトキシン検査、γ線滅菌済みです。

カタログ番号	品名	規格	備考
NM-CD-5F	IVF用5ウェルディッシュ	4枚×25包/箱	γ線滅菌、MEA済み

※記載の仕様等は、予告なく変更される場合があります。写真と実際の製品とは若干異なる場合があります。

販売代理店

販売元 ● **株式会社ナカメディカル**
 〒190-0012 東京都立川市曙町1-18-2 一清ビル別館
 Tel.(042)529-9313 Fax.(042)529-9517
<http://www.nakamedical.co.jp>